

Retningslinjer for innsendelse av histologiske prøver

Remissen:

Til alle histologiske prøver skal det medfølge en histologiremisje. Denne skal være merket med pasientens full navn, adresse, fødselsdato og personnummer samt sykehistorie. Skriv tydelig.

Rekvirentens navn og HPR-nummer må være fylt ut. Bruk gjerne stempel. Er det flere prøveglass på samme remisje, må det komme tydelig fra på remissen hva som er innholdet i det enkelte glass.

OBS: Remissen skal ikke brukes til innpakning.

Prøvebeholder:

Prøvebeholderen må være stor nok til å sikre optimal fiksering. Forholdet mellom vev og væske skal være 1:10. Prøvebeholderen bør være av plast. Det er viktig at lokket skrues ordentlig til slik at formalinen ikke lekker ut under transport.

Prøvebeholderen sendes i egnet transportcontainer.

Alle prøveglass skal være merket med pasientens fulle navn, fødselsdato og personnummer.

Er det flere prøver på samme pasient, må glassene merkes med romertall.

Fiksering:

Fikseringsvæsken som normalt brukes til oppbevaring og fiksering av vevsprøver er 10 % bufret formalin. Denne fikseringsvæsken kan kjøpes ferdig på apotek. Forholdet mellom vev og væske skal være 1:10.